
PRODUKTINFORMATION

Vakuum-Handpumpe „Osca“

Vakuumextraktor Typ A, B und C



Einfaches, effektives und vielseitig einsetzbares Einweg-Instrument zur vaginal operativen Entbindung – vielseitig einsetzbar bei unterschiedlichen Kopflagen und auch für die Anwendung bei Sectio caesarea vorgesehen.

Vielseitig **Effektiv** **Ökonomisch**



PRÄZISE VERARBEITUNG

STERIL & EINMALPRODUKT

MIT VAKUUM-ANZEIGE

LATEX- & BPA-FREI

Vertrieb Österreich
MEDDISCOUNT Handels-GmbH
Goldbergweg 3–5 · 7035 Steinbrunn
Tel. +43 2252 77 111 · office@meddiscount.at

Ihr Berater
Michael Ganz
Tel. +43 650 5 43 44 45
m.ganz@meddiscount.at

CE 0123, Class IIa
Hersteller: Beijing HangTian KaDi Technology R&D Room 301, Building No. 13-15 Jing Sheng Nan Er Street
Thongzou District 101102 Beijing – People´s Republic of China

SO FUNKTIONIERT ES

Funktionsprinzip

Der mittig angesetzte Zugschlauch ermöglicht die Positionierung über dem Flexionspunkt – damit ist die Handpumpe bei unterschiedlichen Kopflagen einsetzbar und auch für die Anwendung bei Sectio caesarea vorgesehen.

Sobald die Glocke korrekt sitzt, erzeugt die Anwenderin bzw. der Anwender mit Pumpbewegungen ein Vakuum, das auf die Kopfhaut wirkt und über eine farbcodierte Vakuumanzeige kontrolliert wird. Der kindliche Kopf wird so stabilisiert und fixiert.

Die farbcodierte Skala im Griff zeigt den Unterdruck an, der auf die fetale Kopfhaut wirkt. Das flexible Zugseil ermöglicht hohe Bewegungsfreiheit und eine effektive Traktion während der mütterlichen Kontraktion.

AUF EINEN BLICK

Produkteigenschaften

- Ergonomischer Handgriff mit farbcodierter Vakuumanzeige
- Integrierter Druckknopf zum schnellen Lösen des Vakuums
- Flexibler Schlauch mit reißfestem Zugseil, mittig an der Glocke befestigt – Zugwinkel bis 180°
- Zwei Markierungen (6 cm und 11 cm) zur Beurteilung von Einführabstand und Höhe des Köpfchens
- Latexfrei und BPA-frei
- Einzeln steril verpackt · Einmalprodukt

AUSFÜHRUNGEN



Typ A
Vakuum-Handpumpe zur vaginal operativen Entbindung



Typ B
Vakuum-Handpumpe TFI mit Zugkraftanzeige (Traction Force Indicator)



Typ C
Vakuum-Handpumpe für die Sectio caesarea

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	GTIN / EAN
290180(30018)	Typ A – zur vaginal operativen Entbindung	6920665739012
290181(30018)	Typ B – TFI mit Zugkraftanzeige	6920665739029
290182(30018)	Typ C – für Sectio caesarea	6920665739036

1 VE = 5 Stück/Karton · einzeln verpackt · Einmalprodukt · steril, CE-gekennzeichnet

Video, Bilder & Unterlagen online

PRÄZISE VERARBEITUNG | STERIL & EINMALPRODUKT | MIT VAKUUM-ANZEIGE | LATEX- & BPA-FREI

Vertrieb Österreich
MEDDISCOUNT Handels-GmbH
Goldbergweg 3–5 · 7035 Steinbrunn
Tel. +43 2252 77 111 · office@meddiscount.at

Ihr Berater
Michael Ganz
Tel. +43 650 5 43 44 45
m.ganz@meddiscount.at

CE 0123, Class IIa
Hersteller: Beijing HangTian KaDi Technology R&D Room 301, Building No. 13-15 Jing Sheng Nan Er Street
Thongzou District 101102 Beijing – People´s Republic of China